

 nutripharm®

Hemerin®

Krema za rektalnu primjenu

Krema ne sadrži PEG, PARABENE, FENOKSIETANOL, EDTA, SLS, SLES

 0425 | MEDICINSKI PROIZVOD

Tuba 50 ml e s aplikatorom

Pomoć pri liječenju
hemoroidalnih tegoba
te **ublažavanje** simptoma
svrbeži i pečenja.

SADRŽI
 PROCTOResolve

 IALO
VEGETALIALO
(hijaluronska kiselina
biljnog podrijetla)

Nutripharm® Hemerin® krema je medicinski proizvod koji pomaže pri liječenju hemoroidalnih tegoba i ublažavanju simptoma svrbeži i pečenja. Djelovanje Nutripharm® Hemerin® kreme postiže se pomoću PROCTOResolve™ kompleksa (biljni kompleks koji sadrži polifenole listova masline odabranih sorti Frantoio, Leccino i Moraiolo, polisaharide aloje visoke molekulske mase i tanine kestena) obogaćenog VEGETALIALO™ hijaluronskom kiselinom biljnog podrijetla i biljnim uljima, koji umiruju iritaciju i štite sluznicu. Ulje gospine trave dobiveno je hladnim prešanjem svježih cvjetova gospine trave.

SASTAV: PROCTOResolve™ (biljni kompleks koji sadrži polisaharide aloje, polifenole maslinovog ulja, tanine kestena), VEGETALIALO™ (hijaluronska kiselina biljnog podrijetla), ulje gospine trave i ulje slatkog badema, tetranatrijev glutamat diacetat, benzil alkohol, gliceril kapilat, gliceril undecilenat, natrijev hidroksid, tokoferil acetat, gliceril, karbomer, polyglyceril-3 rice branate, voda.

* Iz ekološkog uzgoja

DOZIRANJE: Nanesite kremu prema potrebi, ako je moguće poslije svakog pražnjenja crijeva (nakon temeljitog i nježnog pranja). Krema se može nanijeti i prije pražnjenja crijeva kako bi se spriječila iritacija izazvana trenjem. U tom slučaju, kremu je potrebno nanijeti i nakon pražnjenja crijeva. Krema se može koristiti s ili bez odgovarajućeg aplikatora. Može se koristiti više puta dnevno, duži vremenski period.

NAČIN PRIMJENE: Za vanjsku primjenu, nanesite i nježno umasirajte kremu na analno i perianalno područje. Za unutarnju primjenu koristite odgovarajući aplikator i slijedite niže navedene upute.

1. Probušite tubu uz pomoć perforatora na čepu.
2. Uklonite čep s tube.
3. Istisnite malu količinu kreme na priloženi aplikator kako biste ga podmazali.
4. Pričvrstite rektalni aplikator na tubu.
5. Umetnite aplikator u rektum, pritisnite tubu sve dok ne utisnete dovoljnu količinu kreme.
6. Nakon uporabe operite aplikator vrućom vodom i sapunom i zatvorite ga poklopcem.

NAČIN ČUVANJA: Čuvati pakiranje dobro zatvoreno, na suhom mjestu, zaštićeno od svjetla i izvora topline. Ne koristiti proizvod ukoliko pakiranje nije cjelovito. Ne koristiti proizvod nakon isteka roka valjanosti. Rok valjanosti se odnosi na originalno zatvoren i pravilno čuvan proizvod.

UPOZORENJA: Proizvod je za rektalnu primjenu. Ne gutati. Ne koristiti u slučaju preosjetljivosti i nepodnošenja bilo kojeg sastojka proizvoda. Iako testiranja proizvoda nisu pokazala učinak senzibilizacije, u slučaju njezine pojave potrebno je prekinuti terapiju i posavjetovati se s liječnikom. Čuvati izvan dohvata djece. Za primjenu u trudnoći i u slučaju istovremene primjene farmakološke terapije, posavjetujte se sa svojim liječnikom/ljekarnikom. Proizvod nije namijenjen za primjenu u djece.

NUSPOJAVE: Nema poznatih ili očekivanih neželjenih učinaka povezanih s korištenjem proizvoda. Testiranje proizvoda do danas nije pokazalo učinak senzibilizacije ni druge neželjene učinke. U slučaju pojave dugotrajne iritacije posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

PAKIRANJE: Tuba 50 ml s aplikatorom.

Datum posljednje revizije: Kolovoz 2021.



0425 | MEDICINSKI PROIZVOD

 Fitopreparatori Italiani™

Ne odložite u
okoliš nakon
uporabe.



 BIODUE S.p.A.

Via A. Lorenzetti, 3/A - Loc. Sambuca V.P. - Barberino Tavarnelle (FI)

Distributer: Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, Hrvatska

REV/04-0821